


Pro-Wipe® 750

Pro-Wipe® 750(プロワイプ750)は、ISO Class 5 以上の環境での使用が推奨される、ポリプロピレン60%、セルロース40%からなる熱圧着多層混合不織布ワイパーです。2層のポリプロピレンの間にセルロース1層を挟み込んだ構造を採用しています。



- ・ **特徴**
- ・ FDA 21 CFR – 食品接触適合
- ・ 腐食液その他の化学品がこぼれた際の拭き取り用として設計
- ・ 繊維がふっくらとした柔らかな表面
- ・ バインダー不使用
- ・ 溶剤に適合した設計
- ・ 高い耐久性と発塵および脱落繊維の発生を抑制
- ・ 一般的な洗剤や消毒液との化学的適合性
- ・ オートクレープ可能

用途

- ・ 一般的な溶液がこぼれた際の拭き取り、表面の清掃
- ・ 傷がつきやすい表面の清掃
- ・ トレイの内側用、その他のラボの清掃
- ・ 部品の準備作業、薬品の調製、洗浄エリアにおける一般的な拭き取り清掃
- ・ バイオメディカル環境における一般的なふき取り清掃

技術データ：

評価項目		単位	測定値	試験方法
目付		g/m ²	69.5	TAPPI T-410
厚さ		μm	335	TAPPI T-411
脱落繊維	≥100μm	fibers/cm ²	3.7	IENT-RP-CC004.4 Sec 7.1.3 /Sec 7.2.2 modified
発塵	≥0.5μm	x10 ³ /cm ²	5.2	IENT-RP-CC004.4 Sec 7.1.3 /Sec 7.2.1 modified
吸水性	吸水量	mL/m ²	480	IENT-RP-CC004.4 Sec 9.1 /Sec 9.2 modified
	効率	mL/g	6.9	
	速度	seconds	2	
不揮発性残留物	DI 水	g/m ²	0.065	IENT-RP-CC004.4 Sec 8.1.2
	IPA	g/m ²	0.035	
イオン	Na ⁺	ppm	150	IENT-RP-CC004.4 Sec 8.2.2
	K ⁺	ppm	35	
	Ca ⁺⁺	ppm	4.5	
	Mg ⁺⁺	ppm	1.5	
	Cl ⁻	ppm	110	

注)

- ・ 上記に記載された技術データは本書発行時の標準値です。製品仕様ではありません。
- ・ ワイパーを製造する各メーカーが使用する試験方法および装置は異なるため、同じ試験施設であっても同様の条件下で並列に試験を行わない限り有効な製品比較ができない場合があります。

注文情報：

サイズ	品番	枚/袋	内袋/箱	梱包仕様
9×9インチ (23×23cm)	PW750.0909.20	150	20	平積み
9×9インチ (23×23cm)	PW750.0909.20P(3重包装)	150		平積み
12x12インチ(30x30cm)	PW750.1212.20	75	20	平積み

株式会社バークシャー

〒105-0001

東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル 7階

(03) 4530 9883

お問い合わせ：master@berkhsire.co.jp